

Kompresy ThermaCare rozgrzewające na plecy i biodra, 2 sztuki

Cena: 20,76 zł







Opis słownikowy


| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Opakowanie | 2 sztuki |
| Postać | Kompresy rozgrzewające |
| Producent | ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |


Opis produktu


Jakie są zalety kompresów rozgrzewających ThermaCare®?


-  Komfort stosowania
-  Głęboko działające ciepło
-  Bez substancji leczniczych
-  8 godzin stałej temperatury

Czym są Kompresy ThermaCare rozgrzewające na plecy i biodra i w jakim celu się je stosuje:


8 godzin
głębokiego
terapeutycznego ciepła


Elastyczne
zapięcie na rzep




Elastyczny pasek
do obwodu maksymalnie
120 cm (XXL)

Kompresy ThermaCare® służą do łagodzenia bólu mięśni i stawów, a także sztywności mięśni w dolnej części pleców i stawów biodrowych. Mają one specjalny kształt, który dopasowuje się do ciała i zawierają 16 opatentowanych komórek ciepłych, które

zapewniają długotrwałą ulgę. Dodatkowo, kompresy mają regulację rozmiaru, dzięki czemu można je łatwo dopasować do swoich potrzeb, używając elastycznego pasa z rzepem. ThermaCare® to wygodne kompresy, wyposażone w opatentowane komórki ciepłe, które składają się z mieszaniny granulatu żelaza, węgla aktywnego, soli i wody. Po otwarciu opakowania, komórki ciepłe utleniają się przez kontakt z tlenem z powietrza, a następnie same się nagrzewają, osiągając temperaturę około 40 °C w ciągu 30 minut. Ta temperatura utrzymuje się na stałym poziomie przez około 8 godzin. Dzięki temu procesowi, kompresy rozgrzewające ThermaCare® mogą zapewnić długotrwałą ulgę w bólu mięśni i stawów, a także łagodzić sztywność mięśni w dolnej części pleców i stawów biodrowych. Kompresy rozgrzewające ThermaCare łagodzą ból do 16 godzin - 8 godzin podczas noszenia i do 8 godzin ulgi po zdjęciu kompresu.

Jak stosować Kompresy ThermaCare rozgrzewające na plecy i biodra:

Jak prawidłowo używać ThermaCare® kompresy rozgrzewające?

- Rozerwij torebkę tuż przed użyciem.
- Umieść na obszarze bólu ciemniejszymi komórkami w kierunku skóry.
- Osiągnięcie przez ThermaCare® temperatury terapeutycznej może zająć do 30 minut. Jeśli masz 55 lat lub więcej, załóż kompres na warstwę odzieży.
- Noś przez 8 godzin.

Nie należy nosić ThermaCare® Kompresy rozgrzewające na plastry lecznicze, jak również inne leki stosowane zewnętrznie (np. kremy przeciwbólowe, maści hydrokortyzonowe lub maści z antybiotykami). Unikaj również używania balsamów i olejków do ciała przed nałożeniem ThermaCare®.

Jak długo mogę używać ThermaCare® kompresy rozgrzewające?

ThermaCare® Kompresy rozgrzewające należy stosować raz na dobę przez 8 godzin.

Jeśli masz mniej niż 55 lat, możesz używać ThermaCare® podczas snu. Osoby starsze powinny powstrzymać się od używania go podczas snu, ponieważ z wiekiem skóra staje się cieńsza i tym samym bardziej podatna na uszkodzenia spowodowane wysoką lub niską temperaturą.

Jeśli objawy nie ulegną poprawie w ciągu 7 dni lub się pogorszą, należy zasięgnąć porady lekarza, aby wyjaśnić przyczynę bólu i znaleźć alternatywne możliwości leczenia.

Jak często mogę używać ThermaCare® kompresy rozgrzewające?

Powinno się nosić ThermaCare® Kompresy rozgrzewające maksymalnie przez 8 godzin w ciągu jednego dnia i nie dłużej niż 7 kolejnych dni. Ze względu na zastosowaną technologię, każdy kompres rozgrzewający ThermaCare® może być użyty tylko raz.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Pod żadnym pozorem nie podgrzewaj produktów ThermaCare® w kuchenke mikrofalowej ani w piekarniku, ponieważ kompres może się zapalić!
- Jeśli masz wrażliwą skórę, obserwuj miejsce ogrzewane podczas użytkowania kompresu. Jeśli zauważysz podrażnienie lub oparzenie, natychmiast zdejmij - kompres. Nie stosować na twarz/głowę, piersi, pachwiny, stopy lub palce. Nie stosować na wewnętrznej stronie ramienia lub pod pachami.
- Nigdy nie ogrzewać kompresów rozgrzewających w kuchenke mikrofalowej, piekarniku ani w żaden inny sposób – ryzyko pożaru!
- Osoby w wieku poniżej 55 lat mogą nosić kompresy rozgrzewające ThermaCare® w nocy.

Alternatywnie zalecamy noszenie cienkiej odzieży pod kompresem rozgrzewającym, jeśli jeszcze nie wiadomo, jak organizm zareaguje na ciepło. Dane z badań klinicznych dowodzą, że zastosowanie kompresów rozgrzewających ThermaCare® na dolną część pleców w nocy, zmniejsza odczuwanie bólu po przebudzeniu oraz zwiększa ruchomość. Ryzyko oparzeń wzrasta z wiekiem, dlatego osoby

powyżej 55. roku życia, powinny nosić kompresy ThermaCare® na cienką odzież i nie podczas snu.

- Przed zastosowaniem na plecy kompresów rozgrzewających ThermaCare® w czasie ciąży, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.
- Osoby cierpiące na cukrzycę, problemy z krążeniem, chorobę serca lub reumatoidalne zapalenie stawów i chcące zastosować kompresy rozgrzewające ThermaCare® powinny najpierw zasięgnąć porady lekarza.
- Nie należy nawilżać ani myć kompresów rozgrzewających ThermaCare®, ponieważ spowoduje to nieskuteczność komórek ciepłych - normalne pocenie się nie wpływa na ich działanie. Obfite pocenie się, na przykład podczas uprawiania sportu, może poluzować zapięcie kompresu rozgrzewającego.
- Nie zalecamy stosowania kompresów rozgrzewających ThermaCare® w leczeniu bólu pleców u osób, w tym u dzieci, które nie są w stanie samodzielnie usunąć kompresów, jeżeli powodują one dyskomfort.

Nie należy używać kompresu:

- w przypadku stwierdzenia wycieku zawartości komórek ciepłych lub jeśli kompres jest uszkodzony lub rozdarty
- jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo (na skórę)
- na zmienioną chorobowo, podrażnioną lub uszkodzoną skórę
- w miejscu siniaków lub obrzęków, które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin
- u osób, które nie są w stanie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania kompresu
- na obszary ciała z zaburzonym czuciem temperatury
- z innymi produktami emitującymi ciepło (np. poduszkami grzewczymi, plastrami rozgrzewającymi itp.)
- u osób które nie są w stanie samodzielnie usunąć kompresu, w tym u dzieci, niemowląt i niektórych osób w podeszłym wieku.

Należy przestać stosować kompres i skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- wystąpienia uczucia dyskomfortu, pieczenia lub pojawienia się obrzęku, wysypki lub innych zmian na skórze, które utrzymują się podczas stosowania kompresu
- nasilenia dolegliwości bólowych lub utrzymywania się bólu po 7 dniach stosowania kompresu.

Każda komórka ciepła zawiera żelazo (ok. 2 gramów). W przypadku połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeśli dojdzie do kontaktu zawartości komórki ciepłej ze skórą lub oczami, należy usunąć kompres, przemyć dotknięty obszar wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Nigdy nie należy podgrzewać kompresu w kuchenke mikrofalowej ani próbować go podgrzać powtórnie, ponieważ może się zapalić.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.